

URCOLIFT®

患者用インプラントカード

患者氏名：

施設名：

担当医師名：

施行日：

<https://www.bphsolution.com/jp/>

製品の
ラベルを添付

非臨床試験において、UroLift™インプラントは**条件付きでMRI適合(MR Conditional)**であることが確認されています。以下の条件を満たす場合、挿入直後からMRI検査を安全に実施することが可能です：

- 静磁場強度：3.0テスラ以下
- 空間勾配磁場：1,500ガウス/cm (15 T/m) 以下
- 全身平均SAR：4 W/kg (15分間、1シーケンスあたり)

上記条件下では、連続スキャン15分後における温度上昇は最大2.4℃と予測されます。また、MRI撮像時には、インプラント周囲約15mmの範囲にアーチファクト(画像歪み)が生じる可能性があります。